

# HYASE™ -10X

20717.04



## EN: Indication for use

Medium for removal of cumulus cells.

## Product Description

HYASE™ is a physiological salt buffer containing hyaluronidase, human serum albumin and penicillin G as an antibacterial agent.

For use after diluting 1:10 with either of the following two alternatives:

1) G-MOPS™ PLUS or G-MOPS™ supplemented with G-MM™ or HSA-solution™ and equilibration at +37°C and ambient atmosphere.

2) G-GAMETE™ and equilibration at +37°C and 6% CO<sub>2</sub> atmosphere.

The concentration of hyaluronidase in HYASE™ is 800 IU/ml before dilution.

## Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8°C.

HYASE™ is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.

## Directions for use

The following is the general procedure for using HYASE™. For more information on recommended use of HYASE™, please see "G Series Manual" or "Vitrolife Fertility Systems Manual". The manuals are available on request from Vitrolife, and may be ordered through the company's internet website, www.vitrolife.com. Direction in other language can also be found on the website.

Dilute HYASE™ either with supplemented G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ to a ratio of 1:10, mix well.

Prepare and label sterile, non toxic multi-well dishes and prepare 3 wells of either supplemented G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ for every well of HYASE™.

Pre-warm the multi well dishes with diluted HYASE™ and the supplemented G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS for 15 minutes.

If G-GAMETE™ is used as diluting medium, equilibrate the dishes at +37°C and 6% CO<sub>2</sub> for 3 hours.

Using a sterile, large bore pipette, place 3–5 oocytes into the HYASE™. Gently pipette the HYASE™ and the oocytes to disperse the cumulus cells. Do not expose oocytes to HYASE™ solution for more than 30 seconds.

Use a sterile pipette to transfer oocytes from HYASE™ to the first washing well. Using a fine bore denudation pipette, aspirate each oocyte singly up and down to remove the corona. The diameter of the pipette

should be slightly larger than that of the oocyte. Using a pipette that is too narrow or has a jagged edge may damage the oocyte.

Use the remaining two washing wells to rinse the oocyte. Transfer oocyte to new supplemented G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ or other equivalent droplets for oocyte handling or, if needed, to culture medium for further incubation and maturation.

## Specifications

Sterile filtered	SAL 10 <sup>3</sup>
Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/ml]	< 0.5*
*after diluting 1:10 in G-MOPS™ PLUS	
Cumulus Cell Removal Assay	Positive
Mouse Embryo Assay	Not performed
LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.	

## Symbols

	Sterilized using aseptic processing techniques
	Temperature limitation
	Do not re-use, discard after procedure.
	Use by - see label.
	Caution: Consult accompanying documents.
	Catalog number
	Batch code

## Precautions

Do not use HYASE™ if it appears cloudy.

HYASE™ contains hyaluronidase, human serum albumin and penicillin G.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Vitrolife recommends that media be opened and used only with aseptic technique.

The risks of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

## DE: Anwendungshinweise

Zum Entfernen von Kumuluszellen.

## Produktbeschreibung

HYASE™ ist ein physiologischer Salz-Puffer mit Hyaluronidase, humanem Serum-Albumin und Penicillin G als Antibiotikum.

Zur Verwendung nach einer 1:10-Verdünnung mit einer der beiden folgenden Alternativen:

1) G-MOPS™ PLUS oder G-MOPS™ supplementiert mit G-MM™ oder HSA-solution™ und Equilibrierung bei +37 °C und Umgebungsluftatmosphäre.

2) G-GAMETE™ und Equilibrierung bei +37 °C und 6%iger CO<sub>2</sub>-Atmosphäre.

Die Konzentration der Hyaluronidase in HYASE™ beträgt vor der Verdünnung 800 IU/ml.

## Lagerung und Haltbarkeit

Vor Licht geschützt bei +2 bis +8 °C lagern.

HYASE™ ist wie auf den Verpackungsetiketten und im Analyseprotokoll der Charge angegeben bis zum Verfallsdatum haltbar.

Die Flaschen dürfen nach dem Öffnen nicht aufbewahrt werden. Entsorgen Sie restliches Medium nach Abschluss der Prozedur.

## Anwendung

Nachfolgend wird das allgemeine Verfahren für die Verwendung von HYASE™ beschrieben. Weitere Informationen zur empfohlenen Anwendung von HYASE™ finden Sie im „G Series Handbuch“ oder im „Vitrolife Fertility Systems Handbuch“. Die Handbücher sind auf Anfrage von Vitrolife erhältlich, können aber auch auf der Unternehmenswebsite www.vitrolife.com bestellt werden. Die Anwendungsvorschriften in weiteren Sprachen entnehmen Sie bitte der Website.

Verdünnen Sie HYASE™ entweder mit supplementiertem G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ zu einem Verhältnis von 1:10 und mischen Sie die Mischung gut durch.

Bereiten Sie sterile, nicht toxische Multi-Well-Schalen vor und beschriften Sie diese. Bereiten Sie drei Schalen G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS oder G-GAMETE™ pro einer Schale HYASE™ vor.

Wärmen Sie die Multi-Well-Schalen mit der verdünnten HYASE™ und dem supplementierten G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS 15 Minuten lang vor.

Wird zum Verdünnen G-GAMETE™ verwendet, equilibrieren Sie die Schalen 3 Stunden lang bei +37 °C und 6%iger CO<sub>2</sub>-Atmosphäre.

Geben Sie 3-5 Eizellen mit einer großen, sterilen Pipette in die HYASE™. Pipettieren Sie die HYASE™ und die Eizellen vorsichtig, um die Kumuluszellen zu dispergieren. Setzen Sie die Eizellen nicht länger als 30 Sekunden der HYASE™-Lösung aus.

Transferieren Sie die Eizellen mit einer sterilen Pipette aus der HYASE™ in die erste Waschschale. Aspiieren Sie jede Eizelle einzeln mit einer feinen Pasteurpipette, um die Korona zu entfernen. Der Durchmesser der Pipette sollte etwas größer sein als der Durchmesser der Eizelle. Die Verwendung einer zu kleinen Pipette oder einer Pipette mit scharfen Kanten kann zur

Beschädigung der Eizelle führen.

Verwenden Sie die beiden anderen Waschgefäße zum Spülen der Eizelle. Transferieren Sie die Eizellen in frisches und supplementiertes G-MOPS™/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ oder in andere für die Handhabung von Eizellen geeignete Tröpfchen oder, falls erforderlich, in ein Kulturmedium zur weiteren Inkubation oder Reifung.

## Produktdaten

Sterilisiert	SAL 10 <sup>3</sup>
Bakterielle Endotoxine (LAL-Test) [EU/ml]	< 0,5*
*nach Verdünnung 1:10 in G-MOPS™ PLUS	
Test zur Entfernung der Kumuluszellen	Positiv
Mouse Embryo Assay	Nicht durchgeführt
Chargen-spezifische Testergebnisse finden Sie auf dem Analyseprotokoll, das jeder Lieferung beiliegt.	

## Symbole

	Unter Verwendung aseptischer Techniken sterilisiert
	Temperaturbeschränkung
	Nicht wieder verwenden, direkt nach Gebrauch entsorgen
	Verfallsdatum - siehe Etikett
	Hinweis: Lesen Sie bitte die beigelegten Unterlagen
	Katalognummer
	Chargencode

## Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie HYASE™ nicht, wenn es trübe erscheint.

HYASE™ enthält Hyaluronidase, humanes Serum-Albumin und Penicillin G.

Hinweis: Alle Blutprodukte sind grundsätzlich als potenziell infektiös anzusehen. Das Quellmaterial, dem dieses Produkt entnommen wurde, wurde negativ auf HIV-, HBc-, HCV- und HTLV III-Antikörper getestet und war nicht reaktiv auf HbsAg, HCV RNA und HIV-1 RNA und Syphilis. Keine derzeit bekannten Testverfahren können gewährleisten, dass aus menschlichem Blut gewonnene Produkte keine Infektionserreger übertragen.

Vitrolife empfiehlt, die Medien nur unter Anwendung aseptischer Methoden zu öffnen und zu verwenden.

Die Risiken reproduktiver und sich entwickelnder Toxizität von IVF-Medien, einschließlich der IVF-Medien von Vitrolife, wurden noch nicht bestimmt und gelten als unsicher.

Nicht zur Injektion bestimmt.

Hinweis: Nach US-amerikanischem Gesetz darf dieses Produkt nur von einem Arzt gekauft oder gegen Vorlage eines ärztlichen Rezeptes verkauft werden.

## ES: Instrucciones de uso

Medio para eliminar las células del cúmulo.

## Descripción del producto

HYASE™ es un tampón salino fisiológico que contiene hialuronidasa, albúmina sérica humana y penicilina G como fármaco antibacteriano.

Usar después de diluir en proporción de 1:10 con una de los dos alternativas siguientes:

1) G-MOPS™ PLUS o G-MOPS™ enriquecido con G-MM™ o HSA-solution™ y equilibrado a +37 °C en condiciones atmosféricas.

2) G-GAMETE™ equilibrado a +37 °C y en una atmósfera de CO<sub>2</sub> al 6%.

La concentración de hialuronidasa que posee HYASE™ es de 800 UI/ml antes de la dilución.

## Instrucciones de conservación y estabilidad

Conservar en un lugar oscuro de +2 a +8 °C.

HYASE™ es estable hasta la fecha de caducidad que aparece en el etiquetado del envase y el certificado de análisis del lote correspondiente.

Los frascos no deben conservarse una vez abiertos. Desechar el exceso de medio después de finalizar el procedimiento.

## Instrucciones de uso

A continuación se indica el procedimiento general para el uso de HYASE™. Para más información sobre el uso recomendado de HYASE™, consulte por favor el "Manual de G Series" o el "Manual de sistemas de fertilidad Vitrolife". Los manuales deben solicitarse a Vitrolife, pudiendo encargarse a través de la página web de la empresa: www.vitrolife.com. En ella también pueden encontrarse instrucciones de uso en otros idiomas.

Diluya HYASE™ con G-MOPS™ enriquecido/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ en proporción de 1:10 y mezcle bien.

Prepare y etiquete unas placas estériles, no tóxicas y de varios pocillos, y prepare 3 pocillos de G-MOPS™ enriquecido/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ por cada pocillo de HYASE™.

Pre-caliente las placas de varios pocillos con HYASE™ diluido y G-MOPS™ enriquecido/G-MOPS™ PLUS durante 15 minutos.

Si se emplea G-GAMETE™ como medio de dilución, equilibre las placas a +37 °C y con CO<sub>2</sub> al 6% durante 3 horas.

Con una pipeta estéril de calibre grande, ponga 3–5 ovocitos en HYASE™. Pipete cuidadosamente el medio HYASE™ y los ovocitos para dispersar las células del cúmulo. No exponga los ovocitos a la solución de HYASE™ durante más de 30 segundos.

Use una pipeta estéril para transferir los ovocitos desde la solución HYASE™ al primer pocillo de lavado. Usando una pipeta de denudación de diámetro adecuado, aspire cada ovocito individualmente hacia arriba y hacia abajo para retirar la corona. El diámetro de la pipeta debe ser ligeramente mayor que el del ovocito. El uso de una pipeta muy estrecha o de borde irregular puede dañar al ovocito.

Utilice los dos pocillos restantes de lavado para enjuagar el ovocito. Transfiera el ovocito a nuevas gotitas de G-MOPS™ enriquecido/G-MOPS™ PLUS/ G-GAMETE™ o gotas equivalentes para manejar ovocitos, o, en caso necesario, a un medio de cultivo para su ulterior incubación y maduración.

## Especificaciones

Filtrado estéril	SAL 10 <sup>-3</sup>
Endotoxinas bacterianas (ensayo LAL) [UE/ml]	< 0,5*
*después de diluir en proporción de 1:10 en G-MOPS™ PLUS	
Ensayo de extracción de células del cúmulo	Positivo
Ensayo en embrón de ratón	No realizado
Los resultados de los ensayos de cada LOT aparecen en el certificado de análisis suministrado con cada entrega.	

## Símbolos

	Esterilizado con técnicas asépticas
	Limitaciones de temperatura
	No reutilizar, desechar tras el procedimiento
	Usar antes de - consultar la etiqueta
	Atención: Consulte la documentación adjunta
	Número de catálogo
	Código de lote

## Precauciones

No utilice HYASE™ si tiene aspecto turbio.

HYASE™ contiene hialuronidasa, albúmina sérica humana y penicilina G.

Atención: Todos los productos hemoderivados deben tratarse como potencialmente infecciosos. El material original del que deriva este producto se mostró negativo en los ensayos de anticuerpos frente a VIH, HBc, VHC y HTLV I/II, y no reactivo frente a HbsAg, ARN de VHC, ARN de VIH-1 y sífilis. Ningún método de ensayo conocido puede garantizar que los productos derivados de la sangre humana no transmitan agentes infecciosos.

Vitrolife recomienda que los medios se abran y utilicen solamente con técnica aséptica.

Los riesgos de toxicidad para la reproducción y el desarrollo que conllevan los medios de FIV, incluidos los de Vitrolife, no se han determinado y son inciertos. No inyectable.

Atención: La ley federal (EEUU) sólo permite la venta de este dispositivo por un médico por encargo del mismo.

## FR: Indications d'utilisation

Milieu pour le retrait des cellules du cumulus.

## Description du produit

HYASE™ est constitué d'un tampon salin physiologique contenant de l'hyaluronidase, de la solution d'albumine sérique humaine et de la pénicilline

G comme agent antibactérien.

Pour utilisation après dilution à 1:10 avec l'une des deux alternatives suivantes :

1) G-MOPS™ PLUS ou G-MOPS™ supplémenté avec G-MM™ ou HSA-solution™ et équilibrage à +37 °C et sous atmosphère ambiante.

2) G-GAMETE™ et équilibrage à +37 °C dans une atmosphère à 6 % de CO<sub>2</sub>.

La concentration de l'hyaluronidase dans HYASE™ est de 800 IU/mL avant dilution.

## Instructions de stockage et stabilité

A conserver à l'abri de la lumière entre +2 et +8 °C.

HYASE™ reste stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon et le certificat d'analyse spécifique au LOT.

Le flacon du milieu ne doit pas être conservé après ouverture. Jeter le milieu en excès à la fin de la procédure.

## Mode d'emploi

La procédure générale d'utilisation du milieu HYASE™ est décrite ci-après. Pour en savoir plus sur les recommandations d'utilisation du milieu HYASE™, veuillez consulter le « Manuel G Series™ » ou le « Vitrolife Fertility Systems Manual ». Ces manuels sont disponibles sur demande auprès de Vitrolife et peuvent être commandés sur le site Internet de la société, [www.vitrolife.com](http://www.vitrolife.com). Le mode d'emploi est disponible dans d'autres langues sur le site Internet.

Diluez HYASE™ avec G-MOPS™ supplémenté / G-MOPS™ PLUS / G-GAMETE™ selon un rapport de 1:10, et mélangez bien.

Préparez et étiquetez des boîtes à cupules multiples stériles et non toxiques, puis préparez 3 cupules de G-MOPS™ supplémenté / G-MOPS™ PLUS / G-GAMETE™ pour chaque cupule de HYASE™.

Préchauffez les boîtes à cupules multiples avec les milieux HYASE™ et G-MOPS™ supplémenté / G-MOPS™ PLUS pendant 15 minutes.

En cas d'utilisation de G-GAMETE™ comme milieu de dilution, étiquetez les boîtes à +37 °C et 6 % de CO<sub>2</sub> pendant 3 heures.

À l'aide d'une pipette de grand diamètre, placez 3 à 5 ovocytes dans le milieu HYASE™. Pipetez doucement le milieu HYASE™ et les ovocytes pour disperser les cellules du cumulus. Ne pas exposer les ovocytes à la solution HYASE™ pendant plus de 30 secondes.

Utilisez une pipette stérile pour transférer les ovocytes du milieu HYASE™ à la première cupule de lavage. Aspirez chaque ovocyte séparément de haut en bas à l'aide d'une pipette de dénudation fine pour retirer la corona radiata. Le diamètre de la pipette doit être légèrement supérieur à celui de l'ovocyte. L'utilisation d'une pipette trop étroite ou irrégulière risque d'endommager l'ovocyte.

Utilisez les deux autres cupules de lavage pour rincer l'ovocyte. Transférez l'ovocyte dans le nouveau milieu G-MOPS™ supplémenté / G-MOPS™ PLUS / G-GAMETE™ ou dans d'autres gouttes équivalentes pour la manipulation des ovocytes ou, si nécessaire, dans un milieu de culture en vue de leur incubation et maturation ultérieures.

## Spécifications

Filtration stérile	SAL 10 <sup>-3</sup>
Endotoxines bactériennes (test LAL) [EU/mL]	< 0,5*
*après dilution à 1:10 dans G-MOPS™ PLUS	
Contrôle du retrait du cumulus ophorus	Positif
Test sur embryon de souris	Non effectué

Les résultats des tests spécifiques au LOT sont indiqués sur le certificat d'analyse remis pour chaque livraison.

## Symboles

	Stérilisé par des techniques aseptiques
	Limite de température
	Ne pas réutiliser, jeter après la procédure
	Utiliser avant - voir étiquette
	Attention: veuillez consulter les documents d'accompagnement
	Référence catalogue
	Code du lot

## Précautions

N'utilisez pas le milieu HYASE™ s'il a un aspect trouble.

HYASE™ contient de l'hyaluronidase, de la solution d'albumine sérique humaine et de la pénicilline G.

Attention : Tous les produits sanguins doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Le matériel d'origine dont ce produit est dérivé s'est avéré négatif lors des tests d'anticorps au VIH, à l'HBc, au VHC et à l'HTLV I/II, et non réactif pour l'AgHb, l'ARN du VHC, l'ARN du VIH-1 et la syphilis. Aucune méthode de test connue ne peut garantir que les produits dérivés du sang humain ne transmettent pas d'agents infectieux.

Vitrolife recommande d'ouvrir ce milieu et de l'utiliser uniquement avec une technique aseptique.

Les risques de toxicité reproductive et de toxicité de développement pour les milieux FIV, y compris pour les milieux FIV de Vitrolife, n'ont pas été établis et restent incertains.

Ne pas utiliser en injection.

Attention : La loi fédérale américaine limite la vente de ce produit aux médecins ou sur délivrance d'une ordonnance.

## IT: Istruzioni per l'uso

Terreno per la rimozione delle cellule cumulo.

## Descrizione del prodotto

HYASE™ è un tampone salino fisiologico contenente ialuronidasi, albumina del siero umana e penicillina G come agente antibatterico.

Destinato all'uso dopo la diluizione 1:10 in una delle due seguenti alternative:

1) G-MOPS™ PLUS o G-MOPS™ supplementato con G-MM™ o HSA-solution™ ed equilibratura a +37 °C e

atmosfera ambiente.

2) G-GAMETE™ ed equilibratura a +37 °C e atmosfera al 6% CO<sub>2</sub>.

La concentrazione di ialuronidasi in HYASE™ è 800 IU/mL prima della diluizione.

## Istruzioni per la conservazione e stabilità

Conservare al riparo dalla luce ad una temperatura di 2-8 °C.

HYASE™ rimane stabile fino alla data di scadenza riportata sulle etichette dei contenitori e sul Certificato di analisi di ogni Lotto.

Dopo l'apertura, i flaconi di terreno non possono essere conservati. Gettare il terreno in eccesso al termine della procedura.

## Istruzioni per l'uso

Di seguito è riportata la procedura generica per l'uso di HYASE™. Per maggiori informazioni sull'uso corretto di HYASE™, vedere il Manuale G Series o il Manuale Vitrolife Fertility Systems. I manuali possono essere richiesti alla Vitrolife ed ordinati dal sito Internet dell'azienda, [www.vitrolife.com](http://www.vitrolife.com). Il sito contiene anche le istruzioni per l'uso in altre lingue.

Diluire HYASE™ con G-MOPS™ supplementato/ G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ a un rapporto di 1:10, mescolare bene.

Preparare ed etichettare le piastre multi-pozzetto sterili atossiche, quindi preparare 3 pozzetti di G-MOPS™ supplementato/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ per ogni pozzetto di HYASE™.

Pre-riscaldare le piastre multi-pozzetto con HYASE™ diluito e G-MOPS™ supplementato/G-MOPS™ PLUS per 15 minuti.

Se G-GAMETE™ viene utilizzato come terreno di diluizione, equilibrare le piastre a +37 °C e 6% CO<sub>2</sub> per 3 ore.

Utilizzando una pipetta sterile con foro grande, posizionare 3-5 ovociti in HYASE™. Pipettare delicatamente HYASE™ e gli ovociti per disperdere le cellule cumulo. Non esporre gli ovociti alla soluzione HYASE™ per più di 30 secondi.

Utilizzando una pipetta sterile, trasferire gli ovociti da HYASE™ al primo pozzetto di lavaggio. Utilizzando una pipetta per decumulation con foro fine, aspirare ed espellere ogni ovocita per rimuovere la corona. Il diametro della pipetta deve essere leggermente superiore a quello dell'ovocita. Una pipetta troppo stretta oppure con un bordo affilato può danneggiare l'ovocita.

Utilizzare i due pozzetti rimanenti per lavare l'ovocita. Trasferire l'ovocita al nuovo G-MOPS™ supplementato/G-MOPS™ PLUS/G-GAMETE™ oppure ad altre gocce equivalenti per il trattamento dell'ovocita oppure, all'occorrenza, al mezzo di coltura per l'ulteriore incubazione e maturazione.

## Specifiche

Filtraggio sterile	SAL 10 <sup>-3</sup>
Endotossine batteriche (analisi LAL) [EU/mL]	< 0,5*
*dopo la diluizione 1:10 in G-MOPS™ PLUS	
Test di rimozione delle cellule cumulo	Positivo
Test embrionale nei topi	Non eseguito

I risultati dei test specifici sui Lotti sono riportati sul Certificato di analisi fornito ad ogni consegna.

## Simboli

	Sterilizzato mediante tecniche di trattamento asettiche
	Limiti di temperatura
	Non riutilizzare, gettare al termine della procedura
	Utilizzare entro - vedere l'etichetta
	Attenzione: consultare la documentazione di accompagnamento
	Numero di catalogo
	Codice lotto

## Precauzioni

Non utilizzare HYASE™ se presenta un aspetto torbido.

HYASE™ contiene ialuronidasi, albumina del siero umana e penicillina G.

Attenzione: tutti gli emoderivati devono essere trattati come potenzialmente infettivi. Le materie prime impiegate per questi prodotti sono risultate negative ai test per gli anticorpi di HIV, HBc, HCV e HTLV I/II e non reattive per HbsAg, HCV RNA e HIV-1 RNA e sífilis. Nessun metodo di prova conosciuto può assicurare che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano agenti infettivi.

Vitrolife raccomanda di aprire ed utilizzare i terreni esclusivamente con tecniche asettiche.

I rischi di tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo dei terreni IVF, inclusi i terreni IVF Vitrolife, non sono stati determinati e sono incerti.

Non per iniezione.

Attenzione: la legge federale (degli Stati Uniti) limita la vendita del presente dispositivo medico prescrizione medica.

## EN, DE, ES, FR, IT: For technical support/Technischer Support/Asistencia técnica/Pour contacter l'assistance technique/Per l'assistenza tecnica:

### Americas

Tel: + 1-866-848-7687

E-mail: [support.us.fertility@vitrolife.com](mailto:support.us.fertility@vitrolife.com)

Europe, Middle East, Asia, Pacific, Africa

Tel: +46-31-721 80 20

E-mail: [support.fertility@vitrolife.com](mailto:support.fertility@vitrolife.com)

Vitrolife Sweden AB, Box 9080 (Gustaf Werners gata 2), SE-400 92 Göteborg, Sweden.  
 Vitrolife Inc., 3601 South Inca Street, Englewood CO 80110, USA.  
 Vitrolife Pty. Ltd., 55 Flemington Rd, North Melbourne VIC 3051, Australia.

[www.vitrolife.com](http://www.vitrolife.com)

Manufactured by  
 Vitrolife Sweden AB  
 Göteborg, Sweden

CE  
 0434